


FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION PRODUIT



Désignation	Pad
Dimension totale (cm)	60 x 90
Absorption	Extra
Référence	140330102
Capacité d'absorption ISO (ml)* **	1300
Couleur PE	vert
Dimension tampon cm (**)	84x54
Classification	Dispositif médical Classe I
* ISO Rothwell 11948 - Tolérance +/- 10%** - Tolérance +/- 5%	

PACKAGING



Nb d'unités / sachet	30
Nb de sachets / carton	4
Nb d'unités / carton	120
Dimensions sachet (mm)	460X440+65+40
Dimensions UVC (mm)	350 x 130 x 300
Code EAN-13	3701116403804

DONNEES LOGISTIQUES



Dimensions carton (mm)	590X390X245
Nb de cartons / palette	36
Hauteur de palette (m)	2,46
Dimension palette (cm)	80 x 120
Code GTIN 14	13701116403801

COMPOSITION



Voile interne	- 100% non tissé doux polypropylène Spunbonded
Tampon ultra absorbant	- Fluff (pâte à papier - fibres de cellulose) FSC / PEFC
Voile externe	- Sensation coton, doux et discret : 100% Polyéthylène intraversablerecouvert de non-tissé

CARACTERISTIQUES



Matelas	- Composé de fibres longues de pulpe de cellulose pour une meilleure rétention des liquides
Calandrage	- Gauffrage très fin garantissant le maintien du tampon et permettant une diffusion du liquide de manière homogène