


FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION PRODUIT



| | |
|------------------------------------|---|
| Désignation | Form |
| Taille | taille unique |
| Absorption | Maxi plus |
| Référence | 150061102 |
| Capacité d'absorption ISO (ml)* ** | 3400 |
| Repère d'absorption |  10 gouttes / 10 |
| Couleur PE | gris |
| Dimension totale cm (**) | 70 x 36-30 |
| Durée usuelle d'utilisation | 10 - 12 heures |
| Classification | Dispositif médical Classe I |

* ISO Rothwell 11948 - Tolérance +/- 10%** - Tolérance +/- 5%

PACKAGING



| | |
|------------------------|-----------------|
| Nb d'unités / sachet | 20 |
| Nb de sachets / carton | 4 |
| Nb d'unités / carton | 80 |
| Dimensions sachet (mm) | 450X360+75+40 |
| Dimensions UVC (mm) | 335 x 150 x 220 |
| Code EAN-13 | 3701116403798 |

DONNEES LOGISTIQUES



| | |
|-------------------------------|----------------|
| Dimensions carton (mm) | 424X335X306 |
| Nb de cartons / palette | 42 |
| Hauteur de palette (m) | 2,38 |
| Dimension palette (cm) | 80 x 120 |
| Code GTIN 14 | 13701116403795 |

COMPOSITION



| | |
|------------------------|---|
| Voile interne | - Respirant et protecteur : 100% non tissé doux polypropylène Spunbonded |
| Tampon ultra absorbant | - Concentration des liquides au cœur du tampon : - Fluff (pâte à papier - fibres de cellulose) FSC / PEFC SAP Polymère Super Absorbant, microbilles anti-odeur - en polyacrylate de sodium, Bande d'acquisition hydrophile NT en fibres de - polyester Highloft qui assure la garde au sec, - Sensation coton, doux et discret : 100% Polyéthylène intraversablerecouvert de non-tissé |
| Voile externe | |

CARACTERISTIQUES



Forme anatomique

- Protection anatomique très enveloppante qui offre un confort optimal, favorise l'autonomie et préserve la peau

Barrières anti-fuites

- Double barrières intégrales en non-tissé hydrophobe pour une utilisation en toute confiance

Témoin d'humidité

- système de témoin d'humidité qui s'efface au contact de l'urine. Identification facile du produit grâce au repères de gouttes et couleur

Slip de maintien

- Ce produit s'utilise avec un slip filet AMD FIX
- Disposable ou Coton Fix pour assurer un maintien efficace.