


# FICHE TECHNIQUE



## DESCRIPTION PRODUIT



Désignation	<b>Form</b>
Taille	<b>taille unique</b>
Absorption	<b>Maxi</b>
Référence	<b>150051102</b>
Capacité d'absorption ISO (ml)* **	<b>2800</b>
Repère d'absorption	 <b>9 gouttes / 10</b>
Couleur PE	<b>violet</b>
Dimension totale cm (**)	<b>70 x 36-30</b>
Durée usuelle d'utilisation	<b>8 - 10 heures</b>
Classification	<b>Dispositif médical Classe I</b>

\* ISO Rothwell 11948 - Tolérance +/- 10%\*\* - Tolérance +/- 5%

## PACKAGING



Nb d'unités / sachet	20
Nb de sachets / carton	4
Nb d'unités / carton	80
Dimensions sachet (mm)	450X360+75+40
Dimensions UVC (mm)	330 x 150 x 220
Code EAN-13	3701116403781

## DONNEES LOGISTIQUES



<b>Dimensions carton (mm)</b>	424X335X306
Nb de cartons / palette	42
Hauteur de palette (m)	2,38
Dimension palette (cm)	80 x 120
Code GTIN 14	13701116403788

## COMPOSITION



<b>Voile interne</b>	- <b>Respirant et protecteur : 100% non tissé doux</b> polypropylène Spunbonded
Tampon ultra absorbant	- Concentration des liquides au cœur du tampon : - Fluff (pâte à papier - fibres de cellulose) FSC / PEFC SAP Polymère Super Absorbant, microbilles anti-odeur - en polyacrylate de sodium, Bande d'acquisition hydrophile NT en fibres de - polyester Highloft qui assure la garde au sec, - Sensation coton, doux et discret : 100% Polyéthylène intraversable recouvert de non-tissé
Voile externe	

## CARACTERISTIQUES



<b>Forme anatomique</b>	Protection anatomique très enveloppante qui offre un confort optimal, favorise l'autonomie et préserve la peau
<b>Barrières anti-fuites</b>	- Double barrières intégrales en non-tissé hydrophobe pour une utilisation en toute confiance
<b>Témoin d'humidité</b>	- système de témoin d'humidité qui s'efface au contact de l'urine. Identification facile du produit grâce aux repères de gouttes et couleur Ce produit s'utilise avec un slip filet AMD FIX
<b>Slip de maintien</b>	- Disposable ou Coton Fix pour assurer un maintien efficace.