


FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION PRODUIT



Désignation	Form
Taille	taille unique
Absorption	Super
Référence	150041102
Capacité d'absorption ISO (ml)* **	2300
Repère d'absorption	 8 gouttes / 10
Couleur PE	vert
Dimension totale cm (**)	70 x 36-30
Durée usuelle d'utilisation	6 - 8 heures
Classification	Dispositif médical Classe I

* ISO Rothwell 11948 - Tolérance +/- 10%** - Tolérance +/- 5%

PACKAGING



Nb d'unités / sachet	20
Nb de sachets / carton	4
Nb d'unités / carton	80
Dimensions sachet (mm)	450X360+75+40
Dimensions UVC (mm)	325 x 150 x 220
Code EAN-13	3701116403774

DONNEES LOGISTIQUES



Dimensions carton (mm)	424X335X306
Nb de cartons / palette	42
Hauteur de palette (m)	2,38
Dimension palette (cm)	80 x 120
Code GTIN 14	13701116403771

COMPOSITION



Voile interne	- Respirant et protecteur : 100% non tissé doux polypropylène Spunbonded
Tampon ultra absorbant	- Concentration des liquides au cœur du tampon : - Fluff (pâte à papier - fibres de cellulose) FSC / PEFC SAP Polymère Super Absorbant, microbilles anti-odeur - en polyacrylate de sodium, Bande d'acquisition hydrophile NT en fibres de - polyester Highloft qui assure la garde au sec,
Voile externe	- Sensation coton, doux et discret : 100% Polyéthylène intraversable recouvert de non-tissé

CARACTERISTIQUES

Forme anatomique	Protection anatomique très enveloppante qui offre un confort optimal, favorise l'autonomie et préserve la peau
Barrières anti-fuites	- Double barrières intégrales en non-tissé hydrophobe pour une utilisation en toute confiance
Témoin d'humidité	- système de témoin d'humidité qui s'efface au contact de l'urine. Identification facile du produit grâce aux repères de gouttes et couleur Ce produit s'utilise avec un slip filet AMD FIX
Slip de maintien	- Disposable ou Coton Fix pour assurer un maintien efficace.



STANDARD 100 CQ 1273/1 IFTH
www.oeko-tex.com