

FICHE TECHNIQUE GANTS D'EXAMEN VINYL SANS POUVRE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Gants d'examen sans poudre VINYL produits à partir de polychlorure de vinyle.

Ambidextres, non stériles avec manchette à bord roulé.

Respectent les normes ASTM D5250 et D412 et EN 455 parties 2 et 3.

Dispositifs médicaux non stériles de classe I.

Conformes avec le règlement européen UE n°10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Durée de vie : 5 ans après la fabrication dans des conditions de stockage correctes.

PROPRIETES PHYSIQUES

	Avant essais de vieillissement	Après essais de vieillissement
	ASTM D5250, D412	ASTM D3578, D412
Résistance à la traction (MPa)	Min. 11 (11N/mm ²)	Min. 11 (11N/mm ²)
Elongation (%)	Min. 300	Min. 300
Force à la rupture (N)	Min 4	Min 3,8

TAILLE, REFERENCE ET DIMENSIONS

Référence	Taille	Poids du gant (g)	Largeur de la paume de la main (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)		
					Doigt	Paume de la main	Poignet
A1024	XS	3,5 ± 0,2	80 ± 5	240 ± 5	0,08	0,08	0,08
A1025	S	4,0 ± 0,2	85 ± 5	240 ± 5	0,08	0,08	0,08
A1026	M	4,5 ± 0,2	95 ± 5	240 ± 5	0,08	0,08	0,08
A1027	L	5,0 ± 0,2	105 ± 5	240 ± 5	0,08	0,08	0,08
A1028	XL	5,5 ± 0,2	115 ± 5	240 ± 5	0,08	0,08	0,08

COULEUR

Blanc

CONDITIONNEMENT

100 gants ± 2 par boîte. 10 boîtes / carton.

PHOTO

