



Masques chirurgicaux Type IIR (usage médical)

Caractéristique

- ✓ Niveau de protection BFE et PFE supérieur à 99%. Indiqué pour. (TYPE IIR - TESTÉ PAR SGS)
- ✓ Conforme à **EN ISO 14683 : 2019, EN ISO 13485 : 2016, EN ISO 14971 : 2012 EN ISO 15223-1 : 2016, ISO 10993-1 : 2018, EN ISO 10993-5 : 2009, EN ISO 10993-10: 2013 , EN ISO 1041: 2008, EN ISO 62366 : 2008, CLASSE I, RI, Annexe VIII, Règlement de l'UE sur les dispositifs médicaux (2017/745) / Directive 93/42 / CEE, TYPE: IIR**
- ✓ Taille universelle 17,5 cm x 9,5 cm
- ✓ Boucle d'oreille élastique de haute qualité.
- ✓ Pince-nez - offre un meilleur ajustement à l'anatomie du visage et un confort lorsqu'il est porté
- ✓ Un large éventail d'applications : hôpitaux, cliniques, médecine vétérinaire, usines, hôtellerie, écoles, automobile
- ✓ Hypoallergénique, non irritant, non stérile, sans latex, jetable • 50 pièces dans 1 sac. Une boîte 50 pièces, 1 carton de 50 boîtes



 **50** pièces



Carton

50 boîtes /carton

Dimensions (CM):

52.5*39.5*42

 **2500**