



<b>Moltex Pure &amp; Nature XL – 13-18kg</b>	<b>Réf – 156559</b>
--	---------------------

Des couches jetables et absorbantes avec une forme anatomique pour les bébés et les tout-petits. Ces couches sont très faciles à fermer. Testé dermatologiquement



**JUSQU'À 12H DE PROTECTION**



**100% BIO-SOURCÉ**



**DOUX POUR LA PEAU**



**SANS CHLORE**



**DESIGN MODERNE**



**COTON DOUX**



**SEC & FRAIS**

**Produit**

Poids total:	36,5g
Couche extérieure:	Non-tissé doux, PE respirable, 15% de coton biologique
Noyau absorbant :	fibres de cellulose traitées sans chlore (TCF), superabsorbant (polyacrylate de sodium)
Couche de protection :	Voile de surface non-tissé en matière bio-sourcée du sucre de canne et d'amidon de maïs
ADL	non-tissé
Barrières anti-fuites :	non-tissé, 100% PP
Attaches repositionnables latéral :	Polymères thermoplastiques "velcro" 28 mm
Attaches repositionnables frontal :	"velcro" imprimé avec dessin "animal" 38mm
Elastiques des jambes :	Fil élastique
"Oreilles" élastique	Elastique laminé

ACuP: 410 ml

**Dimension du produit (en mm)**

Dimension totale : 560x230

**Conditionnement**

Sac	21 pc/sc
Carton	4 sc/crt
Palette	60 crt/plt