












COMPRESSES GAZE NON STERILES
NON-STERILE GAUZE SWAB

| | |
|---|---|
| DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i> | Les compresses gaze non stériles sont destinées à absorber les exsudats lors de soins sans risque infectieux particulier ou à désinfecter une plaie avec un antiseptique. Elles existent en gaze de 17 fils en différentes tailles et conditionnement. <i>Non-sterile gauze pads are intended to absorb exudates during care without any particular infectious risk or to disinfect a wound with an antiseptic. They exist in 17 threads gauze in different sizes and packaging.</i> |
| REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i> | Dispositif médical classe I / Medical device class I RDM (UE) 2017/745 |
| COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i> | Coton / Cotton 40g |

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

| Référence <i>/ Reference</i> | Désignation / Designation | Conditionnement / Packaging |
|--|----------------------------------|--|
| M13001 | 5 x 5 cm 17 fils 8 plis | Carton de 100 sachets de 100 <i>Carton of 100 bags of 100</i> |
| M13002 | 7.5 x 7.5 cm 17 fils 8 plis | Carton de 40 sachets de 100 <i>Carton of 40 bags of 100</i> |
| M13003 | 10 x 10 cm 17 fils 8 plis | Carton de 20 sachets de 100 <i>Carton of 20 bags of 100</i> |
| M13004 | 5 x 7.5 cm 17 fils 8 plis | Carton de 40 sachets de 100 <i>Carton of 40 bags of 100</i> |

SYMBLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Nom et adresse du Fabricant / <i>Name and adress of manufacturer</i> |  | Usage Unique / <i>single use</i> |
|  | Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i> |  | Dispositif médical / <i>Medical device</i> |
|  | Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i> |  | Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i> |
|  | Produit non stérile / <i>Non sterile product</i> |  | Certification CE / <i>CE certification</i> |
|  | Référence produit / <i>Reference</i> |  | Craint l'humidité / <i>Is afraid of moisture</i> |
|  | Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / <i>Unique identifier of the product represented by a datamatrix</i> | | |

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ Store in a clean, dry place, away from light.

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit non stérile / *Non stérile product*

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



FABRICANT / MANUFACTURER
MEDISTOCK

Rue du Carreau – 69960 CORBAS – France
Tel : +33 (0)4 37 90 54 44 / Fax : +33 (0)4 37 90 54 45

www.medistock.fr