




## Caractéristiques techniques

- Capacité de levage : Max. 150 kg
- Temps de levage : 20-30 sec
- Poids :  
Siège 9 kg + pieds et dossier 4 kg  
– total 13 kg
- Chargeur (2 pièces) :  
Soniel 12 V 100-240 V et  
adaptateur de voiture 12 V.
- Nombre de levages à pleine charge :  
40 à charge maximale.  
Environ 100 à charge moyenne.
- Temps de chargement : 6 heures maximum.
- Chargement de la batterie vide :  
10–15 mn = 1 transfert



## Équipement en option

- Télécommande
- Trolley
- Roues pour l'escalier
- Couverture de hygiène
- Bandes de bicyclette