

CLIPPER® IV & V Rehausse-WC



Clipper® V

GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 100 KG

Les rehausse-WC **Clipper® IV & V** s'installent sans outils pour surélever de 11 cm la hauteur des WC. Ils sont équipés d'accoudoirs amovibles offrant des points d'appui pour s'asseoir et se relever en toute sécurité. **Clipper V** (500421) est équipé d'un couvercle pour un maximum d'hygiène.

Matériaux: polypropylène 100% recyclable, finition poliglass


Entretien: nettoyant non-abrasif, séchage au chiffon doux, stérilisable en autoclave

- > Finition poliglass
- > Accoudoirs amovibles
- > Confort et sécurité



Vidéo de présentation

Conditionnement :
Carton : 1 - Palette : 60



Clipper® IV



DIMENSIONS

	Clipper IV®	Clipper V®
Largeur (hors tout)	66 cm	66 cm
Dimension intérieure	21*25 cm	21*25 cm
Hauteur utile	11 cm	11 cm
Profondeur	42 cm	42 cm
Poids	2.7 kg	3.1 kg



Boîte couleur

EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	LPPR TTC
500420	Rehausse WC Clipper IV®	3701127709056	LPPR
500421	Rehausse WC Clipper V® + couvercle	3701127709063	Néant