



3M France - Marchés de la Santé
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
N° Azur : 0 810 331 300
Fax : 01.30.31.85.51

FICHE TECHNIQUE

3M™ Micropore™

Sparadrap microporeux hypoallergénique

Marquage CE : Classe I non stérile selon la directive 93/42

I - Indications

3M™ Micropore™ est un sparadrap hypoallergénique, conçu pour maintenir les pansements ou pour permettre des pansements fréquents avec de faibles réactions cutanées secondaires aux adhésifs.

II - Caractéristiques du produit

- Tolérance cutanée
- Microporeux,
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, il laisse respirer la peau.
- Adhésivité augmentant dans le temps.
- Ne laisse pas de résidus adhésifs au retrait.

• Composition : Ne contient pas de Latex

- Support : Mélange non-tissé de fibres de rayonne (dérivé cellulosique) et résine acrylique.
- Adhésif : Copolymère d'acrylate hypoallergénique, sensible à la pression.

▪ Caractéristiques physiques:

- Adhésivité à la peau :
T 0 : 0,07 N/ cm
T 48h : 0,28 N/ cm
- Charge minimale de rupture : 1570 g/ cm
- Elongation (à la rupture) : 17 %
- M.V.T.R. : 4 800 g/m²/24h

▪ Indice d'irritation primaire :

- Indice d'irritation primaire : 0,7/8,0 (légèrement irritant)
- Cytotoxicité (méthode sur agar) = 1,0/0,5 (cytotoxicité minime)
- Test de sensibilisation : 0/10 (non sensibilisation)

▪ Mode de stérilisation possible:

Stérilisation possible à l'oxyde d'éthylène à 55°C, 1 heure minimum.

▪ Lieux de fabrication:

- 3M Brookings Plant, 601 22nd avenue, South, Brookings, South Dakota, USA
- 3M Deutschland GmbH/Werk Kamen, Edisonstrasse 6, D59157, Kamen, Allemagne.
- 3M Poland – Oddzial we Wroclawin ul. Kwidzynska 6, 51-416 Wroclaw, Pologne.



3M France - Marchés de la Santé
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
N° Azur : 0 810 331 300
Fax : 01.30.31.85.51

▪ **Date d'expiration du produit et conservation:**

5 ans dans des conditions de stockage normales (température moyenne de 10C à 30C, avec 30-60% HR).

III - Conditionnement:

▪ **Hôpital**

Code	Référence	Dimensions	Rouleaux/Boîtes	Gabarit
MI912	1530-0	1,25 cm x 9,14 m	24	10
MI925	1530-1	2,50 cm x 9,14 m	12	10
MI950	1530-2	5,00 cm x 9,14 m	6	10
MI975	1530-3	7,50 cm x 9,14 m	4	10
MICH912	1533-0	1,25 cm x 9,14 m	24	10
MICH925	1533-1	2,50 cm x 9,14 m	12	10
MICH950	1533-2	5,00 cm x 9,14 m	6	10
MI512	1530-0S	1,25 cm x 5,00 m	24	10
MI525	1530-1S	2,50 cm x 5,00 m	12	10
MI550	1530-2S	5,00 cm x 5,00 m	6	10
MI575	1530-3S	7,50 cm x 5,00 m	4	10
MICDEV25	1530 avec dévidoir blanc	2,50 cm x 9,14 m	48	1
MIDDEV12	1535-0	1,25 cm x 9,14 m	24	10
MIDDEV25	1535-1	2,50 cm x 9,14 m	12	10
MIDDEV50	1535-2	5,00 cm x 9,14 m	6	10

▪ **Ville**

Références	Code ACL	Code EAN 13	Code LPPR	Dimensions	Rouleaux / Boîte
15303	7078264	4046719318766	1354591	2,50 cm x 5 m – dévidoir	24
1533	7078270	4046719318797	1354591	2,50 cm x 5 m Chair – dévidoir	12
1534	7103571	4046719318773	1356443	2,50 cm x 7,5 m Plus – dévidoir	24
1530	7078287	4046719318780	1378031	2,50 cm x 9,14 m Géant – dévidoir	24
9 M	6528883	4046719322244	1378031	2,50 cm x 9,14 m – dévidoir bleu	12
1530/1*	6606821	5000485000699	Non	1,25 cm x 5 m	24
1530/5	6049734	5000485000705	1341246	5,00 cm x 5 m	6
1530/7	6022474	4046719318827	1308444	7,50 cm x 5 m	4
1530/10	7304335	4046719318025	1304216	10,0 cm x 5 m	6

Admis au LPPR

*Référence Non Remboursée

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée au risque et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champs de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.