



FICHE TECHNIQUE GANTS D'EXAMEN LATEX SANS POUVRE MEDITEX

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les gants d'examen à usage unique sans poudre « MEDITEX » sont produits à partir de latex naturel. Ils sont ambidextres, non stériles et les bouts de doigts sont texturés. Les poignets sont roulés. Ils respectent les normes ASTM D3578 et EN 455 parties 1,2, 3 et 4.

Les gants MEDI-TEX respectent aussi les normes d'alimentarité.

PROPRIETES PHYSIQUES ET BIOLOGIQUES

	Avant essais de vieillissement		Après essais de vieillissement	
	ASTM D3578	MEDISTOCK	ASTM D3578	MEDISTOCK
Résistance à la traction (MPa)	Min. 18	Min. 18	Min. 14	Min. 14
Elongation (%)	Min. 650	Min.650	Min. 500	Min.500
Force à la rupture (N)	N/A	Min. 6	N/A	Min. 6

Taux de protéines : Max. 50 µg/dm²

Taux de poudre : Max. 2 mg/gant

DIMENSIONS

Taille	Poids du gant (g)	Largeur de la paume de la main (mm)		Longueur (mm)	
		ASTM D3578	MEDISTOCK	ASTM D3578	MEDISTOCK
XS	4.9 ± 0.2	70 ± 10	70 - 79	Min. 220	Min. 240
S	5.2 ± 0.2	80 ± 10	80 - 89	Min. 220	Min. 240
M	5.7 ± 0.2	95 ± 10	90 - 99	Min. 230	Min. 240
L	6.1 ± 0.2	110 ± 10	100 -109	Min. 230	Min. 240
XL	6.7 ± 0.2	120 ± 10	110 -119	Min. 230	Min. 240

COULEUR

Beige

TAILLES DISPONIBLES

Extra Small – Small – Medium – Large – Extra Large

CONDITIONNEMENT

100 gants ± 2 par boîte. 10 boîtes / carton.

REFERENCES

A1406 - A1407 -A1408 - A1409 - A1410

Rue du Carreau – 69960 CORBAS – France
Tel : +33 (0)4 37 90 54 44 / Fax : +33 (0)4 37 90 54 45
www.medistock.fr