

OXYMÈTRES DE POULS

Réf. OXY004

OXYMÈTRE DE POULS AVEC POCHETTE OXY ONE NEO



Garantie 2 ans
2
Garantie 2 ans

OXYMÈTRES DE POULS

Réf. OXY004

DISPOSITIF
MÉDICAL



DIAGNOSTICS

OXYMÈTRE DE POULS AVEC POCLETTE OXY ONE NEO



L'OXY ONE NEO est un oxymètre de pouls compact, écran OLED couleur, fourni avec : pochette de transport, deux batteries AAA.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Oxymètre de pouls mesurant la SpO2 et les pulsations cardiaques
- ◆ Arrêt Automatique
- ◆ Intervalle de mesure SpO2 :35-100%
- ◆ 30 heures d'autonomie avec indicateur batterie faible
- ◆ Intervalle de mesure pulsations :30 – 250 BPM
- ◆ Certificat CE, et norme électromagnétique IEC60601-1-2
- ◆ Mesure également l'Indice de perfusion permettant de savoir si les pulsations sont suffisamment fortes pour avoir une mesure fiable.

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|
| ◆ Plages de mesure | : N/A | ◆ Humidité | : N/A | ◆ Alimentation | : Piles |
| ◆ Dimensions | : 58,3x33,2x 37.0 mm | ◆ Pression | : N/A | ◆ Certifications | : 93/42/EEC, 2007/47/EEC |
| ◆ Poids | : 50 g | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : CE0123 |
| ◆ Température | : XX | | | ◆ Code EAN | : 6942820417955 |
| | | | | ◆ Code ACL | 6091628 |



DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - bat E
06200 Nice France

www.fracito.net