


GOODWOOD MEDICAL CARE LTD

1-2 Floor 3-91 Jiulicun, Yongzheng Street, Jinzhou District, Dalian, China. 116100

Fiche technique - Dispositif Médical

Informations complétées en date du :COMED1110(REF2510500) Complété par :Service qualité



Informations administratives			
Nom du fabricant	GOODWOOD MEDICAL CARE LTD.		
Adresse complète	3-919 Jiulicun, Yongzheng Street, Jinzhou District, Dalian, China. 116100	Tél.	86-411-87857288
		Fax	
		e-mail	Sales1@dl-goodwood.com
		Site internet	www.dl-goodwood.com
		SRN	CN-MF-000016564
Nom du représentant dans la CEE	CMC Medical Devices & Drugs S.L.		
Adresse complète	C/ Horacio Lengo No18, CP 29006, Málaga, Espagne	Tél.	+34 951214054
		Fax	
		e-mail	info@cmcmmedicaldevices.com
		Site internet	
		SRN	ES-AR-000000293
Informations sur le dispositif			
Dénomination commune	Abaisse-langue en bois		
Dénomination commerciale	abaisse-langue en bois audlt		
Référence catalogue	COMED1110(REF2510500)		
IUD-ID de base	697312826GW010DT		
Classe du DM	Classe I Règle 5, sous-paragraphe 5.1.1, tiret 1		
Règlementation applicable	conformément à l'annexe VIII du règlement UE 2017/745(MDR)		
Numéro de l'organisme notifié <i>(si applicable)</i>	N/A		
Description du DM	abaisse-langue en bois 150*17*1.6mm		
Caractéristiques techniques	Matériau : Bois de bouleau, bord lisse L(longueur):150±2mm L(largeur):17±1.5mm T(épaisseur):1.6±0.15mm		
Conditionnement/Emballage	100pcs/boîte 50 boîtes/carton		
Composition du dispositif	bois		
Réutilisable (Oui/Non)	Non		
Méthode de nettoyage et désinfection <i>(si réutilisable)</i>	N/A		

GOODWOOD MEDICAL CARE LTD

1-2 Floor 3-91 Jiulicun, Yongzheng Street, Jinzhou District, Dalian, China. 116100

Températures min/max supportées	Température ambiante
Poids net (g)	12000
Dimensions LxlxH (mm)	445*155*365
Accessoires	N/A
Domaine d'utilisation	pour usage clinique ou hospitalier, Site actif: Cavité orale
Indication d'utilisation	Demander au patient d'ouvrir la bouche, l'examineur tient le menton du patient avec la main gauche, tient une extrémité de l'abaisseur avec la main droite, utilise l'autre extrémité de l'abaisseur pour appuyer sur la partie 2/3 de la langue à des fins d'examen avec une force appropriée pour éviter les vomissements. Jeter après un usage unique, article jetable.
Procédé de stérilisation (si DM fourni stérile)	N/A
Péremption (si applicable)	60mois
Méthode de destruction	N/A
Conditions de stockage (si applicable)	doit être stocké dans un local ventilé et sec, dont l'humidité relative est inférieure à 80 %.
Température de stockage (si applicable)	Température ambiante
Incompatibilité chimique	N/A
Contre-indications	Usage unique, pas d'usage secondaire
Population cible	Adulte
Autres informations	