


# GOODWOOD MEDICAL CARE LTD

1-2 Floor 3-91 Jiulicun, Yongzheng Street, Jinzhou District, Dalian, China. 116100

## Fiche technique - Dispositif Médical

Informations complétées en date du :COMED1115(2510600)

Complété par :Service qualité



<b>Informations administratives</b>			
Nom du fabricant	GOODWOOD MEDICAL CARE LTD.		
Adresse complète	3-919 Jiulicun, Yongzheng Street, Jinzhou District, Dalian, China. 116100	Tél.	86-411-87857288
		Fax	
		e-mail	Sales1@dl-goodwood.com
		Site internet	www.dl-goodwood.com
		SRN	CN-MF-000016564
Nom du représentant dans la CEE	CMC Medical Devices & Drugs S.L.		
Adresse complète	C/ Horacio Lengo No18, CP 29006, Málaga, Espagne	Tél.	+34 951214054
		Fax	
		e-mail	info@cmcmedicaldevices.com
		Site internet	
		SRN	ES-AR-000000293
<b>Informations sur le dispositif</b>			
Dénomination commune	Abaisse-langue en bois		
Dénomination commerciale	abaisse-langue en bois pour bébé		
Référence catalogue	COMED1115(REF2510600)		
IUD-ID de base	697312826GW010DT		
Classe du DM	Classe I Règle 5, sous-paragraphe 5.1.1, tiret 1		
Règlementation applicable	conformément à l'annexe VIII du règlement UE 2017/745(MDR)		
Numéro de l'organisme notifié (si applicable)	N/A		
Description du DM	abaisse-langue en bois 115*15*1.5mm		
Caractéristiques techniques	Matériau : Bois de bouleau, bord lisse L(longueur):115±2mm L(largeur):15±1.5mm T(épaisseur):1.5±0.15mm		
Conditionnement/Emballage	250pcs/boîte 20boîtes/carton		
Composition du dispositif	bois		
Réutilisable (Oui/Non)	Non		
Méthode de nettoyage et désinfection (si réutilisable)	N/A		
Températures min/max	Température ambiante		

## GOODWOOD MEDICAL CARE LTD

1-2 Floor 3-91 Jiulicun, Yongzheng Street, Jinzhou District, Dalian, China. 116100

supportées	
Poids net (g)	7500
Dimensions LxlxH (mm)	460*237*155
Accessoires	N/A
Domaine d'utilisation	pour usage clinique ou hospitalier, Site actif: Cavité orale
Indication d'utilisation	Demander au patient d'ouvrir la bouche, l'examineur tient le menton du patient avec la main gauche, tient une extrémité de l'abaisseur avec la main droite, utilise l'autre extrémité de l'abaisseur pour appuyer sur la partie 2/3 de la langue à des fins d'examen avec une force appropriée pour éviter les vomissements. Jeter après un usage unique, article jetable.
Procédé de stérilisation (si DM fourni stérile)	N/A
Péremption (si applicable)	60mois
Méthode de destruction	N/A
Conditions de stockage (si applicable)	doit être stocké dans un local ventilé et sec, dont l'humidité relative est inférieure à 80 %.
Température de stockage (si applicable)	Température ambiante
Incompatibilité chimique	N/A
Contre-indications	Usage unique, pas d'usage secondaire
Population cible	Nourrisson
Autres informations	