

M320600



La balance parfaite pour une utilisation quotidienne dans les hôpitaux, les cliniques et les cabinets de médecins. Construction solide et robuste avec une capacité totale de 250 kg et une graduation fine de 50 g. L'écran tournant permet la lecture des deux côtés de l'écran. Alimentation secteur et batterie pour une flexibilité maximale. Une fonction IMC est intégrée en tant que fonction standard.

Technical specification:

Capacité: 250 kg
Graduation: 50g <50 kg> 100 g
Dimensions: 400 x 350 x 44 mm
Poids: 3,8 kg
Interrupteur principal