

OMRON

FRAFITO
Hightech FitlineREF OMR328
HEM 7155-E

M3 Comfort

Tensiomètre automatique au bras
pour un usage à domicile



Brassard Intelli Wrap : fiabilité des mesures
quelle que soit la position du brassard autour du bras⁽¹⁰⁾

- ✓ Validé cliniquement pour la population générale⁽⁸⁾
- ✓ Validé cliniquement pour les femmes enceintes ou souffrant de pré-éclampsie⁽¹⁴⁾
- ✓ Intellisense Technology
- ✓ Détection des mouvements du corps
- ✓ Indicateur d'hypertension
- ✓ Indicateur de battements irréguliers du cœur
- ✓ Indicateur d'installation correcte
- ✓ Moyenne des 3 mesures en 10 minutes
- ✓ Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- ✓ Mémoire : 60 mesures x 2 utilisateurs + mode invité



Type de brassard	Intelli Wrap - Préformé
Taille brassard	Adulte 22-42 cm
Bluetooth	Non
Date/Heure	Oui
Alimentation	4 piles AA 1,5 V (1000 mesures) ou adaptateur secteur
Livré avec	Moniteur, brassard, boîte de rangement, piles, 2 manuels d'utilisation
Matériaux	ABS, nylon, polyvinyl chloride, polycarbonate
Conditions d'utilisation	Température : +10 à -40°C Taux d'humidité : 15 à 90%
Garantie	Moniteur 3 ans Accessoires 1 an

Données logistiques

Référence OMRON	EAN	Dimensions (L x H x P) / Poids				Conditions de stockage /transport	
		Produit		Packaging		Température	Taux d'humidité
		Moniteur seul	Brassard	Pack unitaire	Master carton (10 ex.)		
HEM-7155-E	40 15672 11180 6	105 x 85 x 152 mm 340 g (sans piles)	145 mm x 532 mm (tube à air : 750 mm) 163 g	187 x 175 x 113 mm 800 g	598 x 215 x 400 mm 9,1 kg	- 20°C à +60°C	10 à 90%

Accessoires compatibles

Réf. FRAFITO	Réf. OMRON	Désignation
OMR248	HEM-FL31-E	Brassard Intelli Wrap 22-42 cm
OMR121	HHP-CM01	Adaptateur secteur
OMR338		Connecteur brassard