

CONTACT PLUS® Rehausse WC



Réalisé en mousse injectée dans une peau PVC thermoformée étanche, le réhausse Contact ®s'emboîte en toute sécurité sur tout modèle de WC grâce à ses double lèvres de fixation. Il réhausse de 11 cm la cuvette des Wc. Son confort est exceptionnel par l'ergonomie de sa forme et la qualité de la mousse haute densité.

Matériaux : Peau PVC rotomoulée, mousse injectée
Entretien: liquide ménager non abrasif, séchage avec un chiffon doux, passage en autoclave

- > testé et certifié 185 kg
- > peau pvc rotomoulée
- > confort et sécurité
- > Innovation mondiale



Contact plus ®




Contact plus ® avec couvercle



GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 185 KG

Conditionnement :
Carton : 1 - Palette : 66



 **YouTube**

Video de présentation



DIMENSIONS

	Contact plus ® avec couvercle
Largeur	37 cm
Dimension intérieur	21*26 cm
Hauteur utile	11 cm
Hauteur	16 cm
Profondeur	41 cm
Poids	2.5 kg
Poids supporté	185 kg



Boite couleur

EAN, PRISE EN CHARGE

Références	Désignations	Code EAN	LPPR TTC
500300	rehausse WC Contact plus avec couvercle ®	3401542148736	Néant