


Fauteuil de douche et de toilette

Aston



Un fauteuil robuste et mobile pour la collectivité

▣ Fauteuil roulant de douche et de toilette **Aston**

Un fauteuil très fonctionnel au quotidien

- **Robuste et durable** grâce à son châssis en aluminium
- **Grande maniabilité** grâce à ses 4 roues 5" mobiles avec freins
- **Hauteur d'assise réglable**
- Accoudoirs, dossier, assise (avec bouchon d'assise) en PU, pour un **entretien aisé**
- Le **seau** se retire à l'arrière et possède un **couvercle hermétique**
- **Accoudoirs escamotables** pour faciliter le transfert du patient
- **Repose-pieds amovibles**, réglables en hauteur et inclinaison



Caractéristiques

- Longueur hors-tout : 90 cm
- Largeur hors-tout : 56 cm
- Profondeur d'assise : 42 cm
- Largeur d'assise : 46 cm
- Hauteur du dossier : 46 cm
- Hauteur sol/siège percé : 51 à 56 cm
- Matière du châssis : aluminium
- Coloris : blanc et bleu
- Poids total : 13,4 kg
- Poids maximal supporté : **160 kg**


Référence	530 400 200	Code ACL	36643 900 000 8 7
------------------	-------------	-----------------	-------------------



Dupont Médical et DeVilbiss Healthcare France deviennent en 2017 Drive DeVilbiss Healthcare France, acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. Une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.

Fauteuil de douche et de toilette

Aston 24



Un fauteuil robuste et mobile pour la collectivité

↷ Fauteuil roulant de douche et de toilette **Aston 24**

Un fauteuil polyvalent et fonctionnel

- **Robuste et durable** grâce à son châssis en aluminium
- **Grande roulabilité.** 2 roues 24" avec mains-courantes et freins de stationnement
- Roues avant 5" mobiles avec freins
- **Hauteur d'assise réglable**
- Accoudoirs, dossier, assise (avec bouchon d'assise) en PU, pour un **entretien aisé**
- Le **seau** se retire à l'arrière et possède un **couvercle hermétique**
- **Accoudoirs escamotables** pour faciliter le transfert du patient
- **Repose-pieds amovibles**, réglables en hauteur et inclinaison



Caractéristiques

- Longueur hors-tout : 108 cm
- Largeur hors-tout : 69 cm
- Profondeur d'assise : 42 cm
- Largeur d'assise : 46 cm
- Hauteur du dossier : 46 cm
- Hauteur sol/siège percé : 51 à 56 cm
- Matière du châssis : aluminium
- Coloris : blanc et bleu
- Poids total : 19,4 kg
- Poids maximal supporté : **160 kg**

Référence	530 400 100	Code ACL	36643 900 000 7 0
------------------	-------------	-----------------	-------------------



Dupont Médical et DeVilbiss Healthcare France deviennent en 2017 Drive DeVilbiss Healthcare France, acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. Une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.