


NEW CLUB Chaise hygiénique



GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 130 KG

Conditionnement :
Palette : 16 pc.



Sobre et fonctionnelle, **NEW CLUB** est équipée d'une assise surépaisse totalement amovible et d'un bouchon confort. L'ouverture des bras facilite l'usage lors de l'assise et de la sortie du patient.


Matériaux : acier traité époxy, assise, dossier et accoudoirs bi-matériaux, seau polypropylène

- > Sortie du seau par le dessus
- > Châssis en acier traité époxy
- > Assise thermosoudée, accoudoirs bi-matériaux



Sortie du seau par le dessus

COLORIS




Océan




GREY

DIMENSIONS

Hauteur totale	A	84 cm
Largeur entre accoudoirs	B	51.5 cm
Largeur hors tout	C	61 cm
Hauteur accoudoirs/ sol	D	73 cm
Hauteur assise sol	E	52 cm
Hauteur assise+dossier	F	35 cm
Profondeur assise	G	40 cm
Profondeur hors tout	H	49 cm
Poids		7 kg
Ouverture de l'assise percée		21 cm x 25,5 cm



EAN, PRISE EN CHARGE

Codes	Désignations	Code EAN	LPPR TTC	
320023	New Club Océan avec bouchon	3701127709308		
320011	New Club Grey avec bouchon	3701127705164	6273816	
320123	New Club Océan avec galette	3701127708493	102,62€	
320111	New Club Grey avec galette	3701127705119		